



November 2024

# Nieuwsbrief Common Blue Appliances

Common Blue  
Appliances

## MMS:SPECIALISTISCHE SCHAKELAARS


De “Common Blue” is een blauw vlindertje. Jean Dominique de Bauby schreef dat zijn geest kon bewegen als een vlinder terwijl zijn lichaam vast zat, als in een duikersklok. Locked In, maar ook veel mensen met ALS NAH, Duchenne of andere ziekte moeten soms ervaren dat het lichaam niet meer wil.

Common Blue geeft deze groep mensen nieuwe mogelijkheden voor communicatie en alarmering. Met de blauwe producten van de MMS, in verschillende uitvoeringen, kan men met een kleine beweging, of met een specifiek geluidssignaal een

oproep maken of een communicatiesysteem aansturen. Door de MMS modulair op te zetten en op een nieuwe wijze te produceren is deze nu voordeliger in aanschaf en hierdoor voor een groter publiek, wereldwijd toegankelijk.

De MMS-FaceMe en MMS-Sound, worden nog steeds enkel op bestelling gemaakt. Ook de vertrouwde Brainfingers hebben we in ons programma.

Alle MMS-producten zijn nu verkrijgbaar in onze webshop, ook de stickertjes, in verschillende uitvoeringen



MMS-FaceMe

## AI IN ONTWIKKELING

*Kunstmatige intelligentie wordt al jaren gebruikt in de MMS FaceMe*

Door gezichtsuitdrukkingen te analyseren kan de MMS-FaceMe verschil zien in de vorm van het gezicht en om zetten in een relevant signaal, bruikbaar voor communicatie of alarmering. Door dit te combineren met de functies van de MMS is hiermee een unieke oplossing ontstaan. Deze MMS heeft zo al jarenlang cliënten geholpen die alleen nog hun ogen open en dicht kunnen doen.

Door de ongevoeligheid voor bewegingen van de client is deze methode ook bruikbaar voor mensen met zware spasmen, die nog wel een bepaalde gezichtsuitdrukking kunnen maken, zoals mond-open-dicht, of lang knipogen, etc.

De MMS-FaceMe is verkrijgbaar op bestelling.



# MMS VERSIE 4

*Al ruim 10 jaar bestaat de MMS voor mensen die geen gewone schakelaar kunnen bedienen. In eerste instantie ontwikkeld voor één specifiek persoon. Daarna bleek echter dat meer mensen deze oplossing goed konden gebruiken en is deze techniek doorontwikkeld en verbeterd.*



## UITGELICHT: DE WERKING VAN DE MMS

De MMS werd altijd op bestelling gefabriceerd en geleverd, voor mensen met Locked-In, ALS, Duchenne, Huntington, NAH etc.

Met de MMS versie 4 gaan we naar een nieuwe fase. Deze wordt in serie geproduceerd en is verkrijgbaar via de WebShop.

Door jarenlange ervaring weten we wat er belangrijk is voor mensen die de MMS gebruiken. In ons eigen lab hebben we de mogelijkheid aanpassingen te doen en uit te testen en zodoende de MMS nog verder te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in MMS versie 4.

Door de betere betaalbaarheid is de MMS nu voor meer mensen toegankelijk.

De belangrijkste verschillen zijn te vinden in het uiterlijk. De vormgeving is kleiner, waardoor de plaatsing in een aantal gevallen makkelijker is.

Verder kunnen de instellingen worden gedaan met toetsen op de MMS zelf, een toetsenbord is niet meer nodig.

Qua instellingen zijn er een aantal alarmering functies toegevoegd die de MMS voor meer mensen en in meer situaties toegankelijk maakt.

De MMS werkt met een klein stickertje dat ergens op het lichaam wordt geplakt. Meestal op een wenkbrauw, maar soms ook op de mondhoek of op het ooglid.

Door dit stickertje te bewegen wordt een signaal gegeven dat kan worden omgezet in een aansturing van een communicatie apparaat, omgevingsbediening of in een personenoproep.

De ingebouwde logica zorgt er voor dat ongewenste bewegingen worden uitgefilterd.

De MMS Sound werkt ook met deze methode, maar dan gebeurt het activeren met een geluidssignaal.



MMS-Versie 4



*Common Blue Appliances*

*[www.com-blue.com](http://www.com-blue.com)*

*[info@com-blue.com](mailto:info@com-blue.com)*

*tel: 085-130 1985*



Common Blue



Appliances